

Accu-Chek Insight

Versionsöversikt



Jämförelse av funktionerna i de olika versionerna av Accu-Chek Insight insulinpump



Funktioner	Version 1 (V1.06 – V1.07)	Version 2 (V2.00)	Version 2.1 (V2.01)	Version 3 (V3.00)
Serienummer	31025568 (och högre)	32005575 (och högre)	32100000 (och högre)	33000000 (och högre)
Tillgänglig	Q4 2013	Feb 2016	Sep 2016	Dec 2018
Maximal bolus (enheter)	25	50	50	50
Knapplås (steg för att låsa upp)	▲ + ▼ eller ▼ + ▲	▲ + ▼ eller ▼ + ▲	⦿ + ▲ + ▼ eller ⦿ + ▼ + ▲	⦿ + ▲ + ▼ eller ⦿ + ▼ + ▲
Knapplås timeout tid (fabriksinställning)	30 sek.	30 sek.	10 sek.	10 sek.
Snabb-bolus (fabriksinställning)	Aktiverad	Aktiverad	Avaktiverad	Avaktiverad
Snabb-bolus (aktivera/avaktivera)	NEJ	NEJ	JA (via konfig. prog.)	JA (konfig. prog. & i pump)
Tillgång till snabb-bolus menyn	⦿ 3 sek.	⦿ 3 sek.	⦿ 3 sek.	⦿ 1 sek. + 3 sek.*
Bekräftelse av snabb-bolus	—	—	—	⦿ 3 sek.
Vibration i pumpen när bolus har getts via Accu-Chek Insight diabetes manager	NEJ	JA	JA	JA
Tidsintervall för att kontrollera ampull	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
Skärm för val av ampulltyp	För-fylld Själv-fylld	För-fylld Själv-fylld	För-fylld Själv-fylld	1.6 ml
Automatisk fyllning av infusionsset vid ampullbyte	Efter funktionstestet går pumpen tillbaka till menyn ampull och infusionsset. Fyll slang är valt som standard.			Fyll slang och Fyll kanyl steg-för-steg
Bekräfta innan anslutningen till Bluetooth avbryts	NEJ	NEJ	NEJ	JA**
Reagera på meddelanden i pumpen	⦿ + ⦿ för att avvisa och bekräfta	⦿ + ⦿ för att avvisa och bekräfta	⦿ + lås upp + ⦿ avvisa bekräfta	
Tillgång till Accu-Chek 360° konfigurationsprogram	v2.0.1.2 I pump startkit som DVD	v2.0.2.4 I pump startkit som DVD	v2.2.0.5 I pump startkit som DVD	v2.2.1.0 Beställs separat på USB sticka

*Först, tryck och släpp knappen; sedan direkt efter, tryck på knappen igen och håll nere den i 3 sekunder.

**Om pumpknapparna är upplåsta medan en anslutning till Bluetooth är aktiv, kommer pumpen be om en bekräftelse innan anslutningen avbryts.

För att läsa mer om våra Accu-Chek produkter, gå in på www.accu-check.se

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK 360° är av Roche registrerade
varumärken. © 2018 Roche Diabetes Care



Roche Diagnostics Scandinavia AB
Box 1228
171 23 Solna

ACCU-CHEK®